



臺北市立關渡醫院

— 委託臺北榮民總醫院經營 —

Lantus® OptiSet®

Once-Daily
24-Hour
LANTUS
蘭德仕® 注射筆
insulin glargine

蘭德仕® 注射筆第一次使用步驟

- 以酒精棉片消毒橡膠處
- 撕開針頭封條
- 裝上針頭並鎖緊
- 確認劑量箭頭指向刻度8 (全新的注射筆，第一次排氣用)
- 排空氣：拉開注射鈕
- 拔去針頭內、外蓋，針頭朝上，輕彈注射筆讓空氣浮到頂端
- 將注射鈕完全壓到底直到喀答聲停止
- 排出注射液，此動作完成後即代表排氣完畢
- 設定劑量：左右轉動劑量選擇鈕到需注射的劑量位置 (例如：20單位)
- 準備打針：打開注射鈕
- 將注射鈕完全壓到底直到喀答聲停止，請停留10秒後再拔出針頭
- 將針頭外蓋蓋回，以相反方向轉下針頭，丟入醫療回收罐

蘭德仕® 注射筆每日使用步驟

- 套好再轉
- 轉好再拉
- 拉好再打

請停留10秒後再拔出針頭

蘭德仕® 拋棄式注射筆使用時注意事項

- 每一次注射完後隨即取下針頭，以免空氣回流。
- 當注射鈕已經拉起時，請勿再次轉動劑量設定鈕。
- 每一支注射筆只供一個人使用，不要與他人共用。

蘭德仕® 拋棄式注射筆保存方式

- 每一次注射前先檢查蘭德仕拋棄式胰島素注射液的外觀是否完全透明並且沒有沈澱物。
- 未拆封的蘭德仕拋棄式注射筆，可以放在冰箱冷藏室保存 (2-8°C)；當您從冰箱取出準備使用時，請先放在室溫回溫後再使用。
- 已使用過的注射筆不需冷藏，保存於室溫勿直接日曬。



● 此單張不包含所有藥品資訊，如有任何疑問，請再詢問您的醫師或藥師。

關渡醫院-藥劑科 關心您