


|           |   |              |   |               |
|-----------|---|--------------|---|---------------|
| 檢驗項目      | Cholesterol-LDL(LDL-C)  |              |   | 版本 2025.11.01 |
| 中文名稱      | 低密度脂蛋白膽固醇   |              |   |               |
| 英文名稱      | Low density lipoprotein cholesterol   |              |   |               |
| 適應症       | 主要應用於和其他的脂蛋白共同推斷冠心病 (coronary heart disease ; CHD) 的危險機率。   |              |   |               |
| 檢體類別      | 紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma   |              |   |               |
| 操作頻率      | 每日  |              |   |               |
| 操作時效      | 一般檢體：8 小時完成發報告<br>急作檢體：1 小時完成發報告  |              |   |               |
| 參考範圍      | <130 mg/dL(國建署建議)   |              |   |               |
| 採檢容器和檢體量  |  5 mL , SST tube(紅黃頭管)   |              |  綠頭管 3ml 全血 |               |
| 採檢注意事項    | 採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。  |              |   |               |
| 收檢時間與地點   | 收檢地點  | 平日收檢時間       | 週六收檢時間  |               |
|           | 本院 2 樓檢驗科   | 7：30 - 21：00 | 8：00 - 12：00  |               |
|           | 備註：例假日、天災停止門診時不收件   |              | 連絡電話：02-28587000#7156   |               |
| 注意事項      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li> <li>● 運送條件：室溫</li> </ul>  |              |   |               |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼   | 09044C       | 點數  | 250 點         |
| 檢驗方法及說明   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 方法：Liquid Selective Detergent method。</li> <li>● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：10 – 800 mg/dL</li> <li>● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：10 mg/dL</li> <li>● 干擾：若樣本的三酸甘油酯濃度&gt;1293mg/dl(14.61 mmol/L)則勿用來做 LDL-C 的檢測。</li> </ul> |              |   |               |