

檢驗項目	TG			版本 2025.11.01
中文名稱	三甘酸油酯			
英文名稱	Triglyceride			
適應症	測定血中的三酸甘油酯濃度可用來評估患者的脂質代謝狀態，特別是針對繼發性高脂血症的高危險族群，例如糖尿病患者、甲狀腺功能低下症等。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	週一至週五			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	<150 mg/dL(國建署建議)			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)		 綠頭管 3ml 全血	
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00-21 : 00	8 : 00-12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-28587000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：須至少空腹 6 小時 ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	09004C	點數	120 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：比色分析法 (Colorimetric assay) ● 可報告範圍(Clinical Reportable Range, CRR)：8.85-4500 mg/Dl ● 儀器線性(Analytic Measurement Range, AMR)：8.85-885 mg/dL ● 干擾：在十分罕見的免疫球蛋白症(gammopathy)案例中，特別是 IgM 種類 (Waldenstrom 氏巨蛋白血症、Waldenstrom's macroglo-bulinemia)，可能會引起不可靠的結果。 			