


檢驗項目	Acid-fast stain (conc. smear)			版本 2025.9.16
中文名稱	抗酸性染色(分枝桿菌濃縮抹片)			
英文名稱	Concentrated smear Acid-fast stain			
適應症	抗酸菌染色可提供便宜且快速分枝桿菌初步檢驗之結果，助於提早診斷出結核病，但無法區分非結核分枝桿菌(NTM)與結核菌(TB)，確定菌種鑑定必須依循培養結果。			
檢體類別	依照檢體類別，選擇適當無菌容器			
操作頻率	周一至周五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日內發報告			
參考範圍	Negative ; Positive(1+ ~ 4+)			
採檢容器和檢體量	 <p>Concentrated smear stain 及 Mycobacteria culture 為套組，請同時開立，並使用同一檢體即可。</p>			
採檢注意事項	<p>Concentrated smear stain 及 Mycobacteria culture 為套組，請同時開立，並使用同一檢體即可。以清晨第一口痰最佳，若懷疑病患感染，最好連續送三套痰檢體，提高檢出率。在治療前收集，避免正常菌叢之污染、請勿以棉籤拭子送檢。需收集足量的檢體，並且不可使用任何固定液、防腐劑和抗凝劑。若病人無法咳出痰液可利用下列方式取得檢體：導痰、胃洗出液、支氣管沖洗、刷洗和氣管穿刺抽取液。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 飲食限制：無 • 用藥限制：無 			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：立即送檢，若無法於 1 小時內送檢，須存放於 4°C，不可超過 24 小時。 ● 運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室。 			
健保代碼與給付點數	健保碼	13025C	點數	74 點