


檢驗項目	Anti-Beta2 Glycoprotein IgM			版本 2025.10.01	
中文名稱	抗 B2 醣蛋白 IgM 抗體				
英文名稱	Anti-Beta2 Glycoprotein IgM				
適應症	<p>根據抗磷脂症候群的實驗室標準：</p> <p>1.病患血漿中出現 Lupus anticoagulant，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到陽性結果。</p> <p>2.病患血清或血漿中出現 anti-cardiolipin IgG 或 IgM 抗體，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到中至強濃度結果(大於 40 GPL-U/ml 或超出 99%正常分布範圍)。</p> <p>3.在病患血清或血漿中出現 anti-β 2-GlycoproteinIAb IgG 或 IgM 抗體，需間隔六週，曾有超過兩次以上得到中至強濃度結果(大於 40 GPL-U/ml 或超出 99%正常分布範圍)。</p>				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum				
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)				
操作時效	7 工作日完成發報告				
參考範圍					
採檢容器和檢體量				黃頭管	3ml 全血
採檢注意事項	無				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間		
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00		
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156		
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 ● 運送條件：室溫 				
健保代碼與給付點數	健保碼	12133B	點數	300 點	
檢驗方法及說明					