


檢驗項目	Anti-JO1			版本 2025.10.01
中文名稱	可抽出的核抗體測定 JO1			
英文名稱	Anti-JO1			
適應症	抗 Jo-1 在多發性肌炎和皮肌炎中的陽性率為 20%~40%，抗 Jo-1 陽性典型患者的三個特徵如：多發性肌炎、多關節滑膜炎、關節痛、非侵襲性變性關節炎、腱鞘炎、肺泡纖維化或肺纖維化等，硬皮病相關症狀也偶見與其相關。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量			黃頭管	3ml 全血
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12154B	點數	600 點
檢驗方法及說明				