

檢驗項目	ASLO(Antistreptolysin O)			版本 2025.10.01
中文名稱	抗鏈球菌溶血素 O 效價測定			
英文名稱	ASLO(Antistreptolysin O)			
適應症	用於測定抗鏈球菌溶血素 O 效價測定的抗體， β -hemolytic streptococcus 常導致咽喉炎、扁桃腺炎、心內膜炎、急性風溼熱、腎絲球腎炎、猩紅熱等，健康人也存在其抗體，須持續追蹤其濃度變化及治療效果。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	<160 IU/mL			
採檢容器和檢體量			黃頭管	3ml 全血
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12004C	點數	275 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> 方法：免疫比濁法。 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：50 - 4,247 IU/mL 分析敏感度(Analytical sensitivity)：15 IU/mL 			