

檢驗項目	benzodiazepine screen			版本 2025.10.08
中文名稱	苯重氮基鹽類濃度			
英文名稱	benzodiazepine screen			
適應症	Benzodiazepine 為一種鎮定中樞神經系統的鎮靜劑，臨床上常被用來當做鎮靜劑、安眠藥、肌肉緩和劑。篩檢用以偵測是否為藥物濫用或誤食，俗稱小白板、十字架、FM2(615)、Diazepam。			
檢體類別	無菌檢體盒,尿液			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 無菌收集容器 採集 5 - 10 ml 尿液			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li> <li>● 運送條件：室溫</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	10527B	點數	320
檢驗方法及說明				