

| | | | | |
|-----------|---|------------------|--|---------------|
| 檢驗項目 | BUN | | | 版本 2025.10.08 |
| 中文名稱 | 血尿素氮 | | | |
| 英文名稱 | Blood Urea Nitrogen | | | |
| 適應症 | 血清尿素氮(BUN) 是臨床上最常用的腎功能指標之一，濃度過高意味著腎臟無法順利將尿素氮排出體外。 | | | |
| 檢體類別 | 紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma | | | |
| 操作頻率 | 每天 | | | |
| 操作時效 | <p>一般檢體：1 天完成發報告</p> <p>急作檢體：1 小時完成發報告</p> <p>急診檢體：30 分鐘完成發報告</p> | | | |
| 參考範圍 | 7-20 mg/dL | | | |
| 採檢容器和檢體量 |  5 mL , SST tube(紅黃頭管) | |  綠頭管 3ml 全血 | |
| 採檢注意事項 | 無 | | | |
| 收檢時間與地點 | 收檢地點 | 平日收檢時間 | 週六收檢時間 | |
| | 本院 2 樓檢驗科 | 8 : 00 - 21 : 00 | 8 : 00 - 12 : 00 | |
| | 備註：例假日、天災停止門診時不收件 | | 連絡電話：02-2858-7000#7156 | |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 | | | |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼 | 09002C | 點數 | 40 點 |
| 檢驗方法及說明 | <ul style="list-style-type: none"> ● 方法：尿素酶 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.7 - 500 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.7 mg/dL | | | |

