


檢驗項目	CAP 2			版本 2026.04.24
中文名稱	特異過敏原檢查 2			
英文名稱	CAP 2			
適應症	檢測屋塵璊、貓毛、德國蟑螂、蛋白、牛奶、鱈魚。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	Class (螢光分級強度)	過敏反應程度		
	0	無反應		
	=	極弱		
	1	弱		
	2	中等		
	3	強		
	4	極強		
採檢容器和檢體量	 <p>5 mL , SST tube(紅黃頭管)</p>			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	30022C	點數	1620 點
檢驗方法及說明				