


檢驗項目	Calcitonin			版本 2025.10.01
中文名稱	降鈣素			
英文名稱	Calcitonin			
適應症	「甲狀腺和副甲狀腺癌症」，以及「副甲狀腺功能亢進疾病」之診斷和治療			
檢體類別	黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	男性 0-18.2 pg/ mL ，女性 0-11.5 pg/mL			
採檢容器和檢體量				5 mL , SST tube(紅黃頭管)
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	09115B	點數	240 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：化學冷光免疫分析法（Chemiluminescent Immunoassay；CLIA） ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：2 - 100,00 pg/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：2-2000 pg/mL ● 干擾： <ol style="list-style-type: none"> 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。 2. 人類血清中的嗜異性抗體(Heterophilic antibodies)會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。 			