


檢驗項目	Cell count, Synovial fluid			版本 2026.04.29																										
中文名稱	關節液分析																													
英文名稱	Cell count, Synovial fluid																													
適應症	輔助鑑別診斷鑑別各類菌性、免疫性或結晶引起的發炎或腫瘤等關節相關疾病。																													
檢體類別	關節液																													
操作頻率	每天																													
操作時效	8 小時完成發報告																													
參考範圍	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">體液檢驗內容與參考值(Cell count)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">檢驗內容</th> <th>中文名稱</th> <th>參考值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">WBC</td> <td>白血球</td> <td>< 150 cells/ul</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RBC</td> <td>紅血球</td> <td>0 cell/ul</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">DC 白血球分類</td> <td>Lym.</td> <td>淋巴球</td> <td>0-78 %</td> </tr> <tr> <td>Mono.</td> <td>單核球</td> <td>0-71 %</td> </tr> <tr> <td>Neu.</td> <td>嗜中性球</td> <td>0-25 %</td> </tr> </tbody> </table>				體液檢驗內容與參考值(Cell count)				檢驗內容		中文名稱	參考值	WBC		白血球	< 150 cells/ul	RBC		紅血球	0 cell/ul	DC 白血球分類	Lym.	淋巴球	0-78 %	Mono.	單核球	0-71 %	Neu.	嗜中性球	0-25 %
體液檢驗內容與參考值(Cell count)																														
檢驗內容		中文名稱	參考值																											
WBC		白血球	< 150 cells/ul																											
RBC		紅血球	0 cell/ul																											
DC 白血球分類	Lym.	淋巴球	0-78 %																											
	Mono.	單核球	0-71 %																											
	Neu.	嗜中性球	0-25 %																											
採檢容器和檢體量	 <p>無菌小試管 採取檢體 1 ml</p>																													
採檢注意事項	檢體收集後，請裝入小試管中；有凝固之虞的檢體裝入紫頭管中，需充分混合。																													
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間																											
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00																											
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156																											
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 抗凝血劑：無。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。 																													
健保代碼與給付點數	健保碼	16008C	點數	168 點																										
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：細胞計數—鏡檢。 																													