


檢驗項目	CAP 5				版本 2026.04.29
中文名稱	特異過敏原檢查 5				
英文名稱	CAP 5				
適應症	檢測日本杉、熱帶五爪躑、煙色麴菌、白色念珠菌、酵母菌、狗牙根草。				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum				
操作頻率	每週一次(北榮代檢)				
操作時效	7 工作日完成發報告				
參考範圍	Class (螢光分級強度)	過敏反應程度			
	0	無反應			
	=	極弱			
	1	弱			
	2	中等			
	3	強			
	4	極強			
採檢容器和檢體量					5 mL , SST tube(紅黃頭管)
採檢注意事項	無				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間		
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 – 12:00		
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 				
健保代碼與給付點數	健保碼	30022C	點數	1620 點	
檢驗方法及說明					