

檢驗項目	Amphetamine screening test			版本 2015.03.25
中文名稱	安非他命篩檢			
英文名稱	Amphetamine screening test			
適應症	國內經常濫用之安非他命(Amphetamine)主要為甲基安非他命，可用於治療癲癇、支氣管擴張劑、食慾抑制劑及治療抑鬱之興奮劑；可用來治療因酒精、巴比妥、麻醉劑及麻醉藥品等引起之麻痺，因其造成昏睡與精神恍惚，同時亦用以維持麻醉外科手術下之血壓。若長期使用導致器官性腦症候群，有高血壓及腦中風之危險。停用之脫癮症狀包括精神呆滯、昏睡、易怒、煩躁不安、憂鬱之傾向。			
檢體類別	無菌檢體盒,尿液			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 無菌收集容器 採集 5 - 10 ml 尿液			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	10810B	點數	250 點
檢驗方法及說明				