

檢驗項目	Copper, Urine			版本 2015.03.25
中文名稱	尿液銅			
英文名稱	Copper (Cu) Urine			
適應症	偵測銅含量。			
檢體類別	尿液			
操作頻率	每周一次(北榮代檢)			
操作時效	一週內完成發報告			
參考範圍	0-50µg /day			
採檢容器和檢體量	微量金屬專用尿管。 取出 10mL 的 24 小時尿液到實驗室，註明總尿液量在檢驗單上。 			
採檢注意事項	24 小時尿液收集請參考本科衛教單。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09047B	點數	130 點
檢驗方法及說明	● 方法：原子吸收光譜 ● 報告範圍(Clinically Reportable Range, CRR): 血清：2 - 400 µg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：2 µg/dL ● 干擾：黃疸、乳糜、溶血會干擾檢驗結果			