

檢驗項目	Copper			版本 2015.03.25
中文名稱	銅			
英文名稱	Copper (Cu)			
適應症	偵測銅含量。			
檢體類別	全血			
操作頻率	每周一次(北榮代檢)			
操作時效	一週內完成發報告			
參考範圍	男性：70-150 µg /dL 女性：85-155 µg /dL			
採檢容器和檢體量	 深藍頭紅標微量金屬專用管，空腹採取 5ml 全血			
採檢注意事項	使用深藍頭紅標微量金屬專用管，空腹採取 5ml 全血			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。</li> <li>● 運送條件：室溫</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	09047B	點數	130 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 方法：原子吸收光譜</li> <li>● 報告範圍(Clinically Reportable Range, CRR)： 血清：2 - 400 µg/dL</li> <li>● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：2 µg/dL</li> <li>● 干擾：黃疸、乳糜、溶血會干擾檢驗結果</li> </ul>			