

檢驗項目	Cortisol free (Free cortisol)			版本 2015.03.25
中文名稱	游離皮質酮			
英文名稱	Free cortisol			
適應症	可用於輔助腎上腺疾病之診斷及治療。			
檢體類別	尿液			
操作頻率	每周一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	20-80 µg/day			
採檢容器和檢體量	 尿管，收集 24 小時尿液，取 10ml			
採檢注意事項	24 小時尿液收集請參考本科衛教單。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 14 天；如未於 14 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	09113B	點數	240 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：化學冷光微粒免疫分析法 (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA) ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.8 µg/dL 			