

檢驗項目	Clotting time(Lee-White method)			版本 2015.03.25
中文名稱	凝固時間			
英文名稱	Clotting time(Lee-White method)			
適應症	偵測內在路徑的初步篩檢，可反映出內在路徑之thromboplastin生成是否異常，血液採集後置於37度C恆溫槽中待其自然凝固並記錄其時間			
檢體類別	血液			
操作頻率	每天			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	5-12 min			
採檢容器和檢體量	5ml 塑膠針筒由靜脈採取約 3ml 全血，抽血時不可有氣泡，時間不可過長，注入 3ml 玻璃試管各 1ml			
採檢注意事項	必須從抽到血的瞬間開始計時，並非注入試管後才開始			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	無			
健保代碼與給付點數	健保碼	08020C	點數	40 點
檢驗方法及說明				