

|           |                                                                                                                              |              |    |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|
| 檢驗項目      | free-depakine(Valproic acid)                                                                                                 |              |    | 版本 2015.03.25          |
| 中文名稱      | 游離發爾波克                                                                                                                       |              |    |                        |
| 英文名稱      | free-depakine(Valproic acid)                                                                                                 |              |    |                        |
| 適應症       | 用於治療混合型、顯葉癲癇、癲癇的小發作與大發作。                                                                                                     |              |    |                        |
| 檢體類別      | 紅黃頭管--血清 Serum                                                                                                               |              |    |                        |
| 操作頻率      | 每週一次(北榮代檢)                                                                                                                   |              |    |                        |
| 操作時效      | 7 工作日完成發報告                                                                                                                   |              |    |                        |
| 參考範圍      |                                                                                                                              |              |    |                        |
| 採檢容器和檢體量  | <div></div> 綠頭管 (Sodium Heparin)，採取 3 ml 全血 |              |    |                        |
| 採檢注意事項    | 無                                                                                                                            |              |    |                        |
| 收檢時間與地點   | 收檢地點                                                                                                                         | 平日收檢時間       |    | 週六收檢時間                 |
|           | 本院 2 樓檢驗科                                                                                                                    | 8：00 - 21：00 |    | 8：00 - 17：00           |
|           | 備註：例假日、天災停止門診時不收件                                                                                                            |              |    | 連絡電話：02-2858-7000#7156 |
| 注意事項      | <ul style="list-style-type: none"><li>保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。</li><li>運送條件：室溫</li></ul>       |              |    |                        |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼                                                                                                                          | 10510C       | 點數 | 320 點                  |
| 檢驗方法及說明   |                                                                                                                              |              |    |                        |