

檢驗項目	HBV viral load test			版本 2015.03.25
中文名稱	B 型肝炎病毒量			
英文名稱	HBV viral load test			
適應症	B 型肝炎患者藥物治療期間，監測抗病毒藥物治療效果			
檢體類別	血漿 Plasma			
操作頻率	4 工作天內一次(批次操作) (北榮代檢)			
操作時效	2 周完成發報告			
參考範圍	Undetectable (< 20 IU/ ml)			
採檢容器和檢體量	 紫頭管 10ml 全血			
採檢注意事項	避免溶血並立即送檢 ● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無 採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：室溫 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12184C	點數	2000 點
檢驗方法及說明	● 方法： Real-time PCR ● 分析敏感度：20 IU/ ml ● 干擾因素： 1. Triglycerides >3500mg/dL 2. Billirubin >28mg/dL 3. Albumin >8900 mg/dL 4. Hemoglobin >900 mg/dL			