

檢驗項目	HbA1c			版本 2015.03.25
中文名稱	醣化血色素			
英文名稱	Glycated hemoglobin			
適應症	可作為血糖治療之長期監控指標或是輔助診斷糖尿病			
檢體類別	紫頭管--全血			
操作頻率	週一至週五			
操作時效	3 工作日完成發報告			
參考範圍	4 - 6%			
採檢容器和檢體量	 紫頭管--全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法： 檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天。 ● 運送條件： 冰浴			
健保代碼與給付點數	健保碼	09006C	點數	200 點
檢驗方法及說明	● 方法：陽離子交換高效率液相層析法(Cation-Exchange HPLC) ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：2.1 - 18.1 % ● 干擾：變異血色素			