

檢驗項目	Iron (Fe)			版本 2015.03.25
中文名稱	鐵			
英文名稱	Iron			
適應症	Iron 及 TIBC 可輔助鑑別其他類型貧血和鐵的代謝相關疾病上			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告			
參考範圍	35-200 ug/dL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體測試前最多可於 2-8℃ 儲存 7 天，如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09020C	點數	90 點
檢驗方法及說明	- 方法：Ferene。 - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：5 - 6,550 μg/dL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：5.0 μg/dL			