

檢驗項目	P (IP)(urine)			版本 2015.03.25
中文名稱	尿液磷			
英文名稱	Inorganic Phosphorus			
適應症	血清磷與尿液磷可同時評估體內鈣離子與磷離子的平衡狀態及輔助診斷疾病。			
檢體類別	尿液			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告			
參考範圍	24 小時尿：0.4 - 1.3 g/day 隨機單次尿: N/A			
採檢容器和檢體量	 塑膠尿管，取 10 ml			
採檢注意事項	24 小時尿液收集請參考衛教單			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 用藥限制：注射胰島素會使無機磷偏低 ● 保存方法：檢體於-20℃，可保存 1 週 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	09012C	點數	40 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：磷鉬酸法 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.3 - 200 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.3 mg/dL ● 干擾：反應會受到酸濃度和溫度的影響，溫度低，反應慢，溫度過高，有時候會變混濁。 			