

檢驗項目	LDH				版本 2015.03.25
中文名稱	乳酸脫氫酶				
英文名稱	Lactate Dehydrogenase				
適應症	1.用於評估監測任何身體部位的細胞損傷 2.可應用於溶血性貧血的鑑別診斷				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma				
操作頻率	每天				
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告				
參考範圍	131-250 U/L				
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管) 綠頭管 3ml 全血				
採檢注意事項	無				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	09033C	點數	60 點	
檢驗方法及說明	- 方法：Lactate to Pyruvate (NADH)。 - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：5 – 7,500 U/L - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：5 U/L - 干擾：請勿使用溶血檢體，因為紅血球細胞含有 150 倍更多的乳酸脫氫酶活性				