

| | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| 檢驗項目 | Malaria | | | | 版本 2015.03.25 |
| 中文名稱 | 瘧原蟲 | | | | |
| 英文名稱 | Malaria | | | | |
| 適應症 | 瘧疾是一種由瘧原蟲所引起的傳染病，依感染人類的瘧原蟲特性，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及熱帶瘧最常見。臺灣自從成為瘧疾根除地區後，除 1972 年北臺灣沿海，曾出現零星病例、1995 年醫院內感染及 2003 年臺東出現兩例介入感染外，其餘的病例都是在國外感染後，在臺灣發病確認的境外移入個案，每年境外移入病例大約 10 至 30 例，主要是在東南亞地區、非洲及大洋洲感染。 | | | | |
| 檢體類別 | 血液 | | | | |
| 操作頻率 | 每天 | | | | |
| 操作時效 | 一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 | | | | |
| 參考範圍 | Not found | | | | |
| 採檢容器和檢體量 |  紫頭管 2ml 全血 | | | | |
| 採檢注意事項 | 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。 | | | | |
| 收檢時間與地點 | 收檢地點 | 平日收檢時間 | 週六收檢時間 | | |
| | 本院 2 樓檢驗科 | 8：00 - 21：00 | 8：00 - 17：00 | | |
| | 備註：例假日、天災停止門診時不收件 | | | 連絡電話：02-2858-7000#7156 | |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 抗凝血劑：EDTA。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。 | | | | |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼 | 08007C | 點數 | 50 點 | |
| 檢驗方法及說明 | 以 Wright Giemsa 染劑製作血液抹片，先以 10 倍物鏡篩檢整張抹片，若發現疑似寄生蟲時，再以 40 倍物鏡做鑑別確認。 | | | | |