

檢驗項目	Na, urine, body fluid			版本 2015.03.25
中文名稱	鈉(尿液、體液)			
英文名稱	Sodium			
適應症	通常與 K、Cl 共同檢驗，可用來評估代謝功能。			
檢體類別	尿液、體液			
操作頻率	每日			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	尿液：40-220 mmol/L 體液：N/A			
採檢容器和檢體量	S-Y tube 尿液 10 c.c			
採檢注意事項	1. 建議採取新鮮尿液送檢 2. 24 小時尿液收集請參考衛教單 3. 體液標本中含固形物多者，要增加標本量。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09021C	健保碼	45 點
檢驗方法及說明	- 方法：ISE(液膜型流動式離子選擇電極法) - 報告範圍(Clinically Reportable Range, CRR)：10 - 250 mmol/L - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：10 mmol/L。			