

檢驗項目	Osteocalcin				版本 2015.03.25
中文名稱	骨鈣素				
英文名稱	Osteocalcin				
適應症	Osteocalcin 為骨質新陳代謝的指標，骨質汰換速率越快，Osteocalcin 越高。				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum				
操作頻率	每週一次(北榮代檢)				
操作時效	7 工作日完成發報告				
參考範圍					
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)				
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	09110B	點數	280 點	
檢驗方法及說明					