

檢驗項目	Protein(urine, CSF)			版本 2015.03.25
中文名稱	蛋白質(尿液、腦脊髓液)			
英文名稱	Protein			
適應症	1.尿液檢查評估腎臟功能 2.腦脊髓液檢查評估病人的腦部是否受感染及排除腫瘤細胞有中樞神經系統的侵犯			
檢體類別	尿液、腦脊髓液			
操作頻率	每天			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	24 小時尿 : < 0.15 g/day 單 點 尿 : N/A 腦脊髓液 : 15-45 mg/dL			
採檢容器和檢體量	 尿管 10ml  藍頭無菌管 2-4 ml			
採檢注意事項	1.若保存於 4°C 或 -20°C 有時會造成混濁，影響結果判讀，建議採取新鮮尿液送檢。 2. 24 小時尿液收集請參考衛教單 3. 體液標本中含固形物多者，要增加標本量。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話： 02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 保存方法：分析應在檢體收集後立刻執行。若無法立刻上機，應冷藏或冷凍。 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	09040C	點數	40 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> 方法：Pyrogallol red method 報告範圍(Clinically Reportable Range, CRR)：0 - 4,000 mg/dL 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0 mg/dL 干擾：銅、鐵離子會影響分析結果 			