

檢驗項目	Rh typing			版本 2015.03.25
中文名稱	Rh 血型			
英文名稱	Rh typing			
適應症	血型除了有 ABO 型之分類，還有 Rh-Hr 血型、MN 血型、Lewis 血型及其他超過 20 種血型系統。在非緊急輸血時一定要做 ABO 及 Rh 血型的測定，否則會有嚴重致命的輸血反應，歐美人種 Rh 陰性者約 15%，東方人則僅約 0.5%			
檢體類別	血液			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告			
參考範圍	陽性：+，陰性：-			
採檢容器和檢體量	 紫頭管 2ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 抗凝血劑：EDTA。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	11003C	點數	90 點
檢驗方法及說明	取代測者之 3-5%血球懸浮液,加入 anti-D 試劑,混和均勻並離心,輕搖目視血球凝集情形			