

|           |  |              |              |                        |
|-----------|--|--------------|--------------|------------------------|
| 檢驗項目      | <b>Renin</b> 版本 2015.03.25   |              |              |                        |
| 中文名稱      | 腎素   |              |              |                        |
| 英文名稱      | Renin  |              |              |                        |
| 適應症       | <p>血漿中腎素可以將 Angiotensinogen 轉變為 Angiotensin I，Angiotensin I 會再經由其他酵素轉變成 Angiotensin II 使血管收縮，刺激腎上腺分泌 Aldosterone 而升高血壓，因此當腎素分泌過多會引發高血壓，藉由診斷其活性可以辨別是屬於原發性醛固酮血症或是續發性醛固酮血症。</p> |              |              |                        |
| 檢體類別      | 血液   |              |              |                        |
| 操作頻率      | 每周一次(北榮代檢)   |              |              |                        |
| 操作時效      | 7 個工作天   |              |              |                        |
| 參考範圍      | 立姿：3-33 pg/ml<br>臥姿：3-16 pg/ml<br>Random：3-33 pg/ml  |              |              |                        |
| 採檢容器和檢體量  |  紫頭管 2ml 全血   |              |              |                        |
| 採檢注意事項    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。</li> <li>● 應儘快將紅血球與血漿分離，避免補體吸附到紅血球表面上影響結果</li> </ul>  |              |              |                        |
| 收檢時間與地點   | 收檢地點   | 平日收檢時間       | 週六收檢時間       |                        |
|           | 本院 2 樓檢驗科  | 8：00 - 21：00 | 8：00 - 17：00 |                        |
|           | 備註：例假日、天災停止門診時不收件  |              |              | 連絡電話：02-2858-7000#7156 |
| 注意事項      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 飲食限制：無。</li> <li>● 用藥限制：無。</li> <li>● 抗凝血劑：EDTA。</li> <li>● 保存方法：室溫(立即送檢)。</li> <li>● 運送條件：室溫。</li> </ul>                           |              |              |                        |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼  | 27032B       | 點數           | 400 點                  |
| 檢驗方法及說明   |  |              |              |                        |

