

檢驗項目	Reticulocyte count			版本 2015.03.25
中文名稱	網狀血球數			
英文名稱	Reticulocyte count			
適應症	網狀紅血球為尚未完全成熟之紅血球，細胞內仍有 mitochondria 及 ribosome，在溶血時可高達 10% 以上，急性出血也可以很高，都代表造血速率增加			
檢體類別	血液			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告			
參考範圍	0.5-1.5%			
採檢容器和檢體量	 紫頭管 2ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 抗凝血劑：EDTA。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。 			
健保代碼與給付點數	健保碼	08008C	點數	30 點
檢驗方法及說明	煌甲酚藍 Brilliant cresyl blue;BCB 染色液可將紅血球細胞質內的 RNA 及粒線體染成藍色顆粒，此即為網狀紅血球			