

檢驗項目	TIBC			版本 2015.03.25
中文名稱	總鐵結合能力			
英文名稱	Total iron binding capacity			
適應症	臨床上常用來診斷缺鐵性貧血			
檢體類別	黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告			
參考範圍	200 - 400 $\mu\text{g/dL}$			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00-21 : 00	8 : 00-17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法： 檢體置放於 2-8$^{\circ}\text{C}$：可儲存 3 天；如未於 3 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於 -20$^{\circ}\text{C}$ 以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	09035C	點數	270 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：2-點分析法(TIBC=UIBC + Fe) ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：14 – 700 $\mu\text{g/dL}$ ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：14 $\mu\text{g/dL}$ 			