

檢驗項目	Tobramycin			版本 2015.03.25
中文名稱	托不拉黴素			
英文名稱	Tobramycin			
適應症	Tobramycin 為抗生素能夠對抗葡萄球菌屬，包括金黃色葡萄球菌、表皮葡萄球菌及對 Penicillin 有抗性之菌種。鏈球菌屬包括某些 Group A beta-hemolytic 菌種及某些 nonhemolytic 菌種、某些肺炎雙球菌、綠膿桿菌、大腸桿菌、肺炎桿菌、產氣腸桿菌、奇異變形桿菌、摩氏摩根氏菌、大部份的普通變形桿菌菌種、流行性感胃嗜血桿菌、埃及嗜血桿菌、慢性結膜炎莫拉氏菌、乙酸鈣不動桿菌及某些奈瑟氏球菌屬。 細菌感受性之研究證實：某些對 Gentamicin 有抗性之菌種，對 Tobramycin 仍具感受性。尚未出現明顯對 Tobramycin 有抗性之菌群，然而長期使用則可能會產生細菌抗藥性。			
檢體類別	綠頭管--血液			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 綠頭管 (Sodium Heparin)，採取 3 ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 飲食限制： 無。 ● 用藥限制：使用 Antidigoxin Ab 解毒、高劑量皮質類固醇會造成干擾。 ● 保存方法：室溫 (立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	10519B	點數	320 點
檢驗方法及說明				