i	4				
檢驗項目	Total-depakine(Valproic acid) 版本 2015.03.25				
中文名稱	總發爾波克				
英文名稱	Total-depakine(Valproic acid)				
適應症	用於治療混合型、顯葉癲癇、癲癇的小發作與大發作。				
檢體類別	紅黃頭管血清 Serum				
操作頻率	每週一次(北榮代檢)				
操作時效	7工作日完成發報告				
參考範圍	<15mg/L				
採檢容器和檢體量	綠頭管 (Sodium Heparin),採取 3 ml 全血				
採檢注意事項	無				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院2樓檢驗科	8:00-21:00		8:00-17:00	
	備註:例假日、天災停止門診時不收件 連絡管			連絡電話:	電話:02-2858-7000#7156
	● 保存方法:檢體置放於 2-8℃:可儲存 7 天;如未於 7 天內進行測試,				
注意事項	應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。				
	● 運送條件:室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	10510C	點數		320 點
檢驗方法及說明					