

檢驗項目	T4 free (Free)			版本 2015.03.25
中文名稱	游離甲狀腺素			
英文名稱	Free Thyroxine			
適應症	輔助甲狀腺狀態之評估			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	周一、三、五			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	0.8-1.9 ng/dL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試， 應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09106C	點數	200 點
檢驗方法及說明	- 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.4 - 6 ng/dL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.4 ng/dL			