

檢驗項目	Zinc			版本 2015.03.25
中文名稱	鋅			
英文名稱	Zinc			
適應症	偵測鋅含量			
檢體類別	全血			
操作頻率	週一至週六(北榮代檢)			
操作時效	一週內完成發報告			
參考範圍	50 - 120 $\mu\text{g/dL}$			
採檢容器和檢體量	 <p>微量金屬專用管及深藍頭紅標微量金屬專用管 5ml</p>			
採檢注意事項	此項檢驗絕對需要使用微量金屬專用管，請至檢驗科領取。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7 : 30 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C 以下。</li> <li>● 運送條件：室溫。</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	10012B	點數	400 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 方法： 原子吸收分光光度測定法</li> <li>● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：1.5 - 600 <math>\mu\text{g/dL}</math></li> <li>● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：1.5 <math>\mu\text{g/dL}</math></li> <li>● 干擾：黃疸、乳糜、溶血會干擾檢驗結果。</li> </ul>			