

檢驗項目	四肢血流探測			版本 2015.03.25
中文名稱	四肢血流探測			
英文名稱	無			
適應症	藉由脈波傳導速度非侵襲性了解四肢周邊動脈硬化情形，也可評估踝肱血壓比 (ABI)，了解周邊動脈阻塞之情形，為一種非侵入性的檢查。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	無			
採檢注意事項	檢查當天請穿著輕便的褲子			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼		點數	
檢驗方法及說明				