

***** 檢體收集後如無法依下述條件適當保存
請必須在 1 小時內送至 2 樓檢驗科 *****



衛生福利部疾病管制署



檢體保存的基本原則

儲存環境	檢體來源
4°C (2~8°C 冰箱)	尿液、糞便、鼻腔、咽喉檢體 血清學檢查檢體（先離心取出血清） 所有TB檢查檢體
室溫	血瓶、體液、傷口檢體 厭氧菌培養檢體
37°C 溫箱	淋病培養檢體
立即培養	CSF(腦膜炎相關)

Taiwan CDC
<http://www.cdc.gov.tw>

委外代檢項目完成報告所需時間

委外代檢項目完成報告所需時間	
Ordinary culture	3-10 天
Anaerobic swab	4-15 天
TB culture	陰性:8 週
Fungus culture	4-15 天
Blood culture	陰性：7 天
	陽性：最快 3 天
	初步報告:2-3 天
VRE 快速 culture	2-3 天