

檢驗項目	Adenovirus Ag			版本 2025.10.13
中文名稱	腺病毒抗原			
英文名稱	Adenovirus Ag			
適應症	用於懷疑腺病毒感染之檢驗			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 無菌檢體盒，採集大於 1ml 水便或大於碗豆大小糞便			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 12：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。</li> <li>運送條件：室溫</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	14002B	點數	100 點
檢驗方法及說明				