


檢驗項目	AFP			版本 2025.9.16
中文名稱	甲型胎兒蛋白			
英文名稱	α-fetoprotein			
適應症	1.用於原發性肝癌病人之診斷。 2.產前檢查用於輔助胎兒開放性神經管缺陷(NTD)之檢測			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	≤ 7.0 ng/mL			
採檢容器和檢體量	 黃頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 12 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8°C：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20°C以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12007C	點數	200 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 機型/方法：Roche e801/ 電化學發光免疫分析法(electrochemiluminescence immunoassay “ECLIA”) ● 干擾：接受高劑量生物素治療的病人(> 5 mg/天)，應該距離最後一次服藥至少 8 小時才能採檢。 			