


檢驗項目	CER			版本 2026.04.29
中文名稱	藍胞漿素(轉銅素)。			
英文名稱	Ceruloplasmin			
適應症	臨床上最常使用於威爾森氏症(Wilson's disease)的診斷。			
檢體類別	黃或綠頭管--血清 Serum。			
操作頻率	每周一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	15~30 mg/dL Male 16~45 mg/dL Female			
採檢容器和檢體量	 3ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00	8：00 – 12:00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12050B	點數	275 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：免疫比濁法 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：3- 420 mg/dL ● 儀器分析範圍(Analytical Measurement Range, AMR)：3-140 mg/dL ● 干擾：嚴重乳糜的檢體 			